

## Anwendung Augenspülung EH

Name und Klasse Studierende/r: \_\_\_\_\_

**Spezielles:**

**Material:** Einmalhandschuhe, Augenspülflasche

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt  OSCE nicht erfüllt  Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Patienten über die geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Schutzdeckel entfernen oder Verschluss zum Öffnen drehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Augenspülflasche zwischen die Lider auf das Auge setzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Kopf nach hinten oder vorne beugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Betroffenes Auge nach unten halten, damit nichts ins gesunde Auge läuft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Auge spülen, bis die Flasche leer ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen: \_\_\_\_\_

Quelle: Plum Safety, (2020). Anwendung und Auswahl der richtigen Augenspülung. Aufgerufen am 23.02.2024 unter <https://www.youtube.com/watch?v=sNwLMaEWOWI>