

## Blutzuckermessung

Name und Klasse Studierende/r:

**Spezielles:** Übungspatient / 1. Helfer erforderlich  
**Material:** Einmalhandschuhe, Blutzuckermessgerät, Nadelabwurfbox

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt  OSCE nicht erfüllt  Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
Hände desinfizieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Patient über Vorgehen oder Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Material komplett vorbereiten (Blutzuckermessgerät, Teststreifen, Lanzette, Desinfektionstupfer, trockener Tupfer, Pflaster, Nadelabwurfbox, Zettel und Stift, um Wert aufzuschreiben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Lagerung des Patienten (sitzen, liegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Finger evaluieren, nicht Zeigefinger oder Daumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Finger desinfizieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Warten bis Desinfektionsmittel trocken ist,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 in dieser Zeit alles für das Stechen bereit machen, Zettel in Reichweite legen, Abwurfbox steht bereit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Finger seitlich stechen, 1. Tropf abwischen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Lanzette direkt in die Nadelabwurfbox entsorgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Testgerät mit eingesetztem Teststreifen an den Blutstropfen halten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Tupfer auf Finger halten oder durch Patienten halten lassen, Pflaster aufkleben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wert ablesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Wert dokumentieren, ...mmol/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quelle: Accu Check