

## Anwendung EpiPen EH

Name und Klasse Studierende/r:

### Spezielles:

Material: Einmalhandschuhe, EpiPen

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

OSCE nicht erfüllt

Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Patienten über die geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 EpiPen auspacken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 mit der dominanten Hand komplett umschliessen, (keine Finger oben auflegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 den blauen Sicherheitsdeckel entfernen, umschliessende Hand bleibt verschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Lokalisation der Einstichstelle (äusserer Oberschenkel), Kleider können belassen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 EpiPen rechtwinklig und kräftig auf den äusseren Oberschenkel drücken, bis die Nadel sich in den Oberschenkel sticht (man fühlt, bzw. hört es)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Den EpiPen für 3-5 Sekunden fest in dieser Stellung halten, bis sich die Spritze entleert hat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 EpiPen herausziehen und für den Rettungsdienst beiseitelegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Notizen:

Quelle: Allergiezentrum Schweiz, (2021). Lebensrettend – Adrenalin – Fertigspritze richtig anwenden. Aufgerufen am 23.02.2024 unter <https://www.aha.ch/aktuelles/lebensrettend-adrenalin-fertigspritze-richtig-anwenden>